



Be Right™



Cylinder, Graduated, Mixing, Glass, 10 mL ± 0.1 mL, 0.2 mL divisions, glass stopper #13

Termékszám:	2088638
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

This glass graduated cylinder is calibrated “to contain” with a molded in base. Each includes glass penny head stopper. Graduations are in durable white enamel bake.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	10 mL
Mérés módszer:	To Contain
Tanúsítványok:	Class B
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus, keverés