



Be Right™



Cylinder, graduated, mixing, Glass, 25 mL ± 0.3 mL, 0.5 mL divisions, glass stopper #13

Termékszám: 2088640
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

This glass graduated cylinder is calibrated “to contain” with a molded in base. Each includes glass penny head stopper. Graduations are in durable white enamel bake.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	25 mL
Mérés módszer:	To Contain
Tanúsítványok:	Class B
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus, keverés