



Cylinder, graduated, mixing, Glass, 50 mL ± 0.4 mL, 1.0 mL divisions, glass stopper #16

Termékszám:	2088641
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

This tall form glass graduated cylinder is calibrated “to contain” with a molded in base. Each includes glass penny head stopper. Graduations are in durable white enamel bake.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	50 mL
Mérés módszer:	To Contain
Tanúsítványok:	Class B
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus, keverés