



Be Right™



Flask, Erlenmeyer, glass w/screw cap, 6/pk, 500 mL

Termékszám:	2089679
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Graduated glass flask with plastic screw cap. Excellent choice for media preparation, mixing solutions, and culturing. Inert rubber liner cemented into cap and completely autoclavable. Durable graduations indicate approximate volume.

Műszaki adatok

Anyag:	Glass Screw Cap
Egység:	6/pk
Kapacitás:	500 mL