



Flask, Erlenmeyer, Polycarbonate Capacity 125 mL

Termékszám:	2089743
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Graduated (Molded-in graduations) flask features: clarity, toughness and strength. Autoclavable; however, repeated autoclaving may result in loss of mechanical strength. #5 Neoprene stoppers (P/N 14808-05; pk/12) available separately. 125 mL.

Műszaki adatok

Anyag:	Polycarbonate
Egység:	1 each
Kapacitás:	125 mL