



Be Right™



Flask, Erlenmeyer, polymethylpentene capacity 250 mL

Termékszám:	2089846
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity, chemical resistance, strength, and autoclavability (Do not engage threads during cycle). Useful for titrations, preparation and storage of media.

Műszaki adatok

Anyag:	Polymethylpentene
Egység:	1 each
Kapacitás:	250 mL
Típus:	Erlenmeyer