



Pipetta, szerológiai, steril, polisztirol, 5 mL, kék, 200/csomag

Termékszám:	2092667
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Steril, eldobható műanyag pipetta. Külön csomagolt. Színkódolt. „Szállításhoz” kalibrálva. Megfelel az ASTM E934 szabványnak.

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Műszaki adatok

Graduations:	0.10 mL
Kapacitás:	5 mL
Negative Graduations:	2.0 mL
Térfogat/ csomagméret:	200 /csomag