



Pipetta, szerológiai, steril, üveg, 1 mL, 50/csomag

Termékszám:	2093135
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Steril üvegpipetta kék skálával. „Szállításhoz” kalibrálva. Megfelel az ASTM E438 szabvány B osztályú követelményeinek, és az ASTM E714 specifikációi alapján készült.

Műszaki adatok

Graduations:	0.01 mL
Kapacitás:	1 mL
Térfogat/ csomagméret:	50 /csomag