



Tube, culture, w/ screw cap, 20 x 150 mm, 10/pk

Termékszám:	2096230
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Műszaki adatok

Átmérő:	20 mm
Hossz:	150 mm
Kapacitás:	Capacity to Neck 30 mL
Méretek (ÁxH):	20 mm x 150 mm
Speciális tulajdonság:	Tube, 20 x 150 mm
Térfogat/ csomagméret:	10 /pk