



Crucible, Gooch, 40 mL Capacity

Termékszám:	2098641
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Perforated bottom, glazed inside and out except for outside bottom surface. (Perforations are 1 mm in diameter). Filter for Gooch Crucible available and sold separately.

25 mL Gooch Crucible (# 2098640) is recommended for use in Standard Methods 2540 C and 2540 D to determine Total Suspended Solids.

Műszaki adatok

Kapacitás:	40 mL
Térfogat/ csomagméret:	1 /pk