



Reagent powder pillows, CuVer 1 copper, 10 mL, pk/1000

Termékszám:

2105828

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



For copper determination by the bichinchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L Cu. EPA compliant for wastewater reporting - Hach Method 8506. Sample Size: 10 mL. Pack of 1000 powder pillows.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.04 - 5.00 mg/L Cu
Módszer név:	Bichinchoninate
Módszer száma:	8506
Műszer:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Paraméter:	Copper
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	1000 /pk
Tesztek száma:	1000