



Pipetta, Mohr, polipropilén, 10 mL, 12/csomag

Termékszám: 210668

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Skálázott, áttetsző polipropilén pipetták. Ideális szilikaelemzéshez. Autoklávozható (a 60 °C fölötti hőmérsékleti értékek térfogatbeli változásokat okozhatnak).

Műszaki adatok

Graduations:	0.1 mL
Kapacitás:	10 mL
Térfogat/ csomagméret:	12 /csomag