



Reagent powder pillows, HR silica, acid, 10 mL, pk/1000

Termékszám:

2107428

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 2107469

For determination of high range silica by the silicomolybdate method (Hach method 8185) Range:1 to 100 mg/L. Sample Size: 10 mL sample. Pack of 1000 Powder Pillows.

Műszaki adatok

Módszer név:	Silicomolybdate
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	1000 /pk
Tesztek száma:	1000