



Test kit, formaldehyde, model FM-1

Termékszám:

2183100

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Formaldehyde solutions are used for maintenance of reverse osmosis systems and as disinfectants. The Model FM-1 measures higher concentrations by drop count titration. Contains 100 tests.

Utilises drop count titration - a simple, economical titration method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Műszaki adatok

Méréstartomány: 0,05 - 1% & 0,5 - 10%

Módszer név: Drop count titration/

Thymolphthalein

Paraméter: Formaldehyde - As CH_2O

Platform: Drop Count Titration

Smallest increment: 0.05%

0.5%

Tartó stílus: D

Tesztek száma: 100

Tesztkészlet model: FM-1