



DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 5 mL, pk/50

Termékszám:

2198246

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For determination of total chlorine with Hach's Chlorine Visual Test Kits- 2060400. Sample Size: 5 mL. Range: up to 2.5 mg/L Cl_2 . Pack of 50 Powder Pillows.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 mL
Módszer név:	DPD
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	50