



Reagent sets, chromium, total, 100/tests

Termékszám:

2242501

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Total Chromium Reagent Set Includes: Acid Reagent Powder Pillows, ChromaVer® 3 Chromium Reagent Powder Pillows, Chromium 1 Reagent Powder Pillow, Chromium 2 Reagent Powder Pillows. Method: Alkaline Hypobromite Oxidation. Range: 0 - 1.500 mg/L. Sample: 25

Replacement reagent set for Hach PN 222800

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 1500 mg/L Cr
Módszer név:	Alkaline Hypobromite Oxidation
Paraméter:	Chromium, total
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	100