



Reagent set silica, low range, 25 mL

Termékszám:

2256900

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For low range silica determination by the Heteropoly Blue method. 25 mL sample Approximately 100 tests

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.010 - 1.600 mg/L SiO ₂ and 3 - 1,000 µg/L SiO ₂
Módszer név:	Heteropoly Blue
Speciális tulajdonság:	LR, 25 mL
Tesztek száma:	100