



Be Right™



Agar R2A, dehydrated 500 g

Termékszám:	2281034
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Low nutrient medium for enumeration and cultivation of bacteria from potable water. Used for pour or spread plate and MF methods; described in the 16th edition of Standard Methods. Recommended for predicting nitrification more accurately in potable systems using chloramines as a secondary disinfectant.

Műszaki adatok

Media Type:	R2A Agar
Térfogat/ csomagméret:	500 g