



Pufferoldat, 4,01-es pH, színekódolt (piros), 50 mL

Termékszám: 2283426
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. Egyszerű azonosítást segítő színekódolt pH-pufferoldat. A pH-érték 25 °C-on 4,01 ±0,02. 50 mL-es, öntőkupakos palack helyszíni használatra.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 6 hónapig eltartható
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
pH érték(ek):	4,01 ±0,02 pH 25 °C-on
Színekódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	50 mL