



Pufferoldat, 7,00-es pH, színekódolt (sárga), 20 L

Termékszám: 2283561
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. Egyszerű azonosítást segítő színekódolt pH-pufferoldat. A pH-érték 25 °C-on 7,00 ±0,02. 20 L-es dobozott zsák: összehajtható belső zsák fehér hullámos kartondobozban. Ideális csomagméret nagy mennyiségű pH-vizsgálatot végző laboratóriumok számára.

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 6 hónapig eltartható
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Dobozolt zsák
pH érték(ek):	7,00 ±0,02 pH 25 °C-on
Színekódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	20 L