



Reagent powder pillows, silver 1, pk/50

Termékszám:

2293566

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Reagent for determination of Silver by the Cadion 2B Colorimetric Method. Hach Method 8120. Range: 0.02 - 0.70 mg/L Ag. Sample Size: 50 mL. Pack of 50 Pillows. Also available in reagent set 2296600.

Műszaki adatok

Módszer név:

Colorimetric

Platform:

Porpárna

Tesztek száma:

50