



Pufferporpárnák, 4,01-es és 7,00-es pH, 2x15/csomag

Termékszám:

2299264

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-porpárna pH-elektrodák kalibrálásához. Minden porpárna 50 mL friss pufferoldattal előállításához használható. Egyszerű azonosítást segítő színekódolás. A pH-érték 25 °C-on $\pm 0,02$. 15 darab 4,01 pH-s párna (piros) és 15 darab 7,00 pH-s párna (sárga).

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az elkészített oldatot
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Porpárnák
pH érték(ek):	4,01 és 7,00 $\pm 0,02$ pH 25 °C-on
Színekódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	30 darab