



Test kit, iron color disc, model IR-21

Termékszám:

2299300

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Iron color disc/TPTZ low range test kit contains 100 tests.

Simple, fast, color disc method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Dual Range
Méréstartomány (2):	0 - 1,2 mg/L Fe
Módszer név:	Color disc/TPTZ
Paraméter:	Iron, low range - As Fe**
Parameter:	Iron TPTZ
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.01
	0.05
Standard mérési tartomány:	0 - 2.0 mg/L Fe; 0 - 1.2 mg/L Fe
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	IR-21
Típus:	Dupla metrikus