



Klorid standard oldat, 100 mg/L, 1 L

Termékszám:	2370853
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Ionszelektív elektród (ISE) standard oldatai laboratóriumi elemzésekhez

ISE standard oldat. Klorid, 100 mg/L ± 1 mg/L Cl^- (NIST). 1 L-es palack

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

A megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard oldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos ISE-mérések alapját az ionszelektív elektród gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Koncentráció:	100 mg/L ± 1 mg/L Cl^-
Különleges jegyzet:	A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.
Package settings:	Palack
Paraméter:	Klorid
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	1 L