



Standard solution, sulfite, 15 mg/L as SO₃ (equivalent), 500 mL

Termékszám:	2408449
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Sulfite equivalent standard solution. Prepared with stabilized Sodium Thiosulfate. Equivalent to 15 mg/L as SO₃. 500 mL Bottle

Műszaki adatok

Koncentráció:	15 mg/L
Leírás:	Sulfite Equivalent Solution as SO ₄ ²⁻ (NIST)
Platform:	Oldat