



Standard solution, sodium thiosulfate, stabilized, 0.0250 N, 1 L

Termékszám:	2409353
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Sodium Thiosulfate, Stabilized, Standard Solution. 0.0250 N. Range: 1 greater than 10 mg/L. Bottle/1 L.

For dissolved oxygen determination by Winkler titration. Stabilized sodium thiosulfate formulation

Műszaki adatok

Koncentráció:	0,025 N
Leírás:	Sodium Thiosulfate Standard Solution 0.025N
Méréstartomány:	1 - greater than 10 mg/L
Módszer név:	Winkler
Módszer száma:	8215
Platform:	Oldat
Térfogat:	1000 mL
Tesztek száma:	Varies