



Filter, acrodisc, pore size 0.2 µm

Termékszám:	2415600
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

For filtration of dilute biological fluids. Sterilized by gamma irradiation to eliminate potential contamination by EtO residuals. Inlet/Outlet connections: 13/25 mm: Female Luer-Lok inlet, standard male slip luer outlet. Pore size: 0.2 µm. Diameter: 25mm.

Műszaki adatok

Anyag:	Polysulfone
Átmérő:	NA
Filter Type:	Filter, acrodisc
Packing:	NA
Szemcseméret:	0.2 µm