



Reagent set, copper, free & total

Termékszám:

2439200

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



For determination of free and complexed (chelated) Copper by the Binchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L. Set includes: Free Copper Reagent Powder Pillows and Hydrosulfite Power Pillows for 100 tests.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.04 - 5.00 mg/L Cu
Módszer név:	Bicinchoninate
Műszer:	DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	100