



Reagent set, hardness (total), buret, LR

Termékszám:

2447600

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Reagent set for the determination of Total Hardness by the ManVer[®] 2 Buret Titration Method (Hach method 8226). EPA Accepted method. Range: 0-2,500 mg/L as CaCO₃. Contains: Buffer Solution (Hardness 1), ManVer[®] 2 Hardness Indicator Powder Pillows and 0.0200 N EDTA (TitraVer[®]) Titrant for up to approximately 100 tests.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0 - 2500 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	EDTA Titration
Módszer száma:	8226
Paraméter:	Hardness (Total)
Speciális tulajdonság:	Reagent set, Buret, LR
Tesztek száma:	100