



Reagent set, hardness (total), buret, HR

Termékszám:

2447700

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Reagent set for the determination of Total Hardness by the ManVer® 2 Buret Titration Method. Range: 100-25,000 mg/L as CaCO₃. Contains: Buffer Solution (Hardness 1), ManVer® 2 Hardness Indicator Powder Pillows and 0.200 N EDTA (TitraVer®) Titrant for up to approximately 100 tests.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	100 - 25000 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	EDTA Titration
Módszer száma:	8222
Paraméter:	Hardness (Total)
Speciális tulajdonság:	Reagent set, Buret, HR
Tesztek száma:	100