



Reagent set, chlorine (free & total), DPD, 10 mL

Termékszám:

2459500

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For determination of Chlorine (Free and Total) by the DPD Method. Hach Methods 8021 and 8167. Range: 0.02 - 2.00 mg/L Cl_2 . Sample Size: 10 mL. Reagent Set contains DPD Free Chlorine Reagent and DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows for 100 tests each.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

Méréstartomány: 10 mL

Módszer név: DPD

Tesztek száma: 100