



## Reagent set, sulfite, buret titration

**Termékszám:**

**2459800**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For determination of Sulfite by iodometric buret titration. Hach Method 8071 Range: 0 to 500+ mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$ . Reagent set includes: Dissolved Oxygen 3 Reagent Powder Pillows, Potassium Iodide-Iodate Standard Solution and Starch Indicator Solution for approximately 100 tests.

---

### Műszaki adatok

Méréstartomány:

0 - > 500 mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$

Módszer száma:

8071

Speciális tulajdonság:

Sulfite Reagent set, Buret Titration

Tesztek száma:

100