



Filter holder, easy pressure syringe, PALL

Termékszám:	246800
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Pack of 6 filter holders. Accepts 25 mm filter discs for fast filtration of 1-10 mL of sample.

Fits most standard syringes with Luer-type fittings

Made of POM plastic with type-316 stainless steel membrane support screen

Autoclavable

Seal plugs included

Single filter PN 246801.

Műszaki adatok

Átmérő, külső:	25 mm
Egység:	PK 6