



## Nitrate Ionic Strength Adjustor (ISA) Buffer Solution, 500 mL

**Termékszám:**

**2488349**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For sample treatment in nitrate determination by ion selective electrode. 500 mL bottle.

---

### Műszaki adatok

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Leírás:      | Nitrate Ionic Strength Adjuster Solution, 500 mL |
| Módszer név: | Ion Selective Electrode                          |
| Platform:    | Oldat                                            |