



Be Right™



Flask, Erlenmeyer, wide mouth, 250 mL, Subdivisions 50 mL

Termékszám:	2489446
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Graduated glass flask with wide mouth for easier titrations. Reinforced tops with round finish provide maximum strength. Durable graduations indicate approx. volume. Stopper not included.

Műszaki adatok

Anyag:	Glass Wide Mouth
Egység:	1 each
Kapacitás:	250 mL