



DPD Chlorine Indicator Solution Ampules, ULR, pk/20

Termékszám:

2493220

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



For ultra-low Total Chlorine Determination by the DPD method. Hach Method 8370. Range: 2 - 500 µg/L Cl_2 . Ampuled for stability. Package of 20x 1.5 mL ampules.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8370
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	20 /pk
Tesztek száma:	20