



## Rack, Test Tube, Polyethylene, 13 mm (O.D.), 90 Holes

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>      | <b>2497900</b> |
| HUF Ár (nettó):         | Elérhetőségünk |
| Szállítás 2 héten belül |                |

Ninety-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5").

---

### Műszaki adatok

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Átmérő:                | 13 mm  |
| Reagenscső elrendezés: | 6 x 15 |
| Reagenscső lyukak:     | 90     |
| Térfogat/ csomagméret: | 1 each |