



Test tube, rack, polyethylene, 16 mm (O.D.), 60 holes

Termékszám:	2497901
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Sixty-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5"). Color may vary.

Műszaki adatok

Átmérő:	16 mm
Reagenscső elrendezés:	5 x 12
Reagenscső lyukak:	60
Térfogat/ csomagméret:	1 each