



Kondicionálóoldat, ISENH3181, 500 mL

Termékszám:	2541249
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Minták közötti kondicionálóoldatként használt

Kondicionáló oldat ammónia ion szelektív elektródához (ISENH3181), 500 ml-es palack kiszerelésben kondicionáló oldatként a minták között.

Ez az oldat a mintavizsgálatok között használható. Segít a belső pH visszaállításában és gyorsabb, pontosabb leolvasást biztosít.

Megjegyzés: az oldat **nem** használható tárolásra (éjszaka vagy hosszabb ideig), kérjük, olvassa el az ISENH3181 elektróda kézikönyvét.

Műszaki adatok

Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Leírás:	ISENH3181
Platform:	Oldat
Solution Type:	Tárolás
Térfogat/ csomagméret:	500 ml

Szükséges tartozékok

- Ammónia standard oldat, 1000 mg/L, 1 L (Item 2354153)