



Filter, glass fiber, diameter 47 mm, preweighed standard methods TSS procedure, 100/pk

Termékszám:	2546100
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Individually preweighed filter papers, preweighed in compliance with Standard Methods Total Suspended Solids procedure. Each in a planchet with tare weight listed. Each tare weight meets Standard Methods specifications.

Műszaki adatok

Anyag:	Glass Microfiber
Átmérő:	47 mm
Egység:	100/pk
Szemcseméret:	1.5 µm
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk