



Sample container, 45 mL

Termékszám:	2552114
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Plastic, leak-proof. Corning Snap Seal[™] offers a non-sterile, leak-proof, attached cap container for field use in sampling water, soils, and sludge. Locking device helps prevent accidental opening of sample; container closes with patented sealing mechanism so sample won't leak.

Műszaki adatok

Átmérő, külső:	30 mm (approx)
Kapacitás:	45 mL
Térfogat/ csomagméret:	600 /pk