



Sample container, 120 mL, pk/250

Termékszám:	2552212
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Plastic, leak-proof. Corning Snap Seal offers a non-sterile, leak-proof, attached cap container for field use in sampling water, soils, and sludge. Locking device helps prevent accidental opening of sample; container closes with patented sealing mechanism so sample won't leak.

Műszaki adatok

Átmérő, külső:	45 mm (approx)
Kapacitás:	120 mL - 250/pk
Térfogat/ csomagméret:	250 /pk