



Sample vial, 120 mL w/out thiosulfate, 200/pk

Termékszám:	2634002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

120 mL sterile, hinged-cap vials meet all EPA requirements for microbiology sampling. Collection, incubation, and accurate reading can all be done in the vial without a transfer step. 100 mL raised fill line. Polypropylene.

Műszaki adatok

Átmérő:	43 mm
Hossz:	93 mm
Kapacitás:	Fill line at 100 mL ($\pm$ 2.5 mL)
Speciális tulajdonság:	Sample Vial, without Thiosulfate
Térfogat/ csomagméret:	200/pk