



Cylinder, Graduated, 1000 mL, Certified

Termékszám:	2636253
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Certified Class A, this glass cylinder is calibrated "to deliver" according to ASTM E542 & E1272. Serialized and traceable to NIST standards (includes Certificate of Identification and Capacity). Single metric scale in white marking. Bumper guard included for all sizes ≥ 25 mL.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	1000 mL
Magasság:	465 mm
Mérés módszer:	To Deliver
Tanúsítványok:	Class A
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus