



Be Right™



Reagent powder, ascorbic acid, phosphorus, 48 g

Termékszám:	2651255
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

For determination of reactive phosphorus (phosphate) by the Rapid Liquid Ascorbic Acid Method. Hach Method 10055. Used with Ascorbic Acid Reagent Dilution Solution (2599949) and Molybdate Reagent Solution (2599849). 48 g bottle.

Műszaki adatok

Leírás:	Ascorbic Acid Reagent Powder
Módszer név:	Ascorbic Acid
Platform:	Jar
Tesztek száma:	250