



Iron (Ferrous) Color Disc Test Kit, Model IR-18C, 0-7 mg/L

Termékszám:

2667200

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



The most accurate visual test kit method, Hach color discs provide fast, accurate comparisons. Range: 0-7 mg/L. Contains 100 tests.

Simple, fast, color disc method

Rugged test kit contains all required reagents and apparatus to perform analysis in the field

Műszaki adatok

Méréstartomány:	High Single Range
Módszer név:	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Parameter:	Iron Ferrous
Paraméter:	Iron, medium range - As Fe ²⁺ (ferrous iron)
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.2
Tartó stílus:	B
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	IR-18C
Típus:	Egyetlen metrikus