



Be Right™



SpecCheck Secondary Gel Standard Kit - Fluoride, 0 - 2.0 mg/L F

Termékszám: 2712500
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Solid, ready for use Gel-Standards for instrument verification in the lab and in the field.

Set contains four vials filled with gels that simulate the test colour at various concentrations.

Műszaki adatok

Koncentráció: 0 – 2,00 mg/L F
Módszer név: SPADNS
Műszer: All except DR/3000,
DR 900 and DR/800 Series