



pH-tároló-oldat (3M kálium-klorid), 50 mL

Termékszám:	2756559
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Töltőoldat elektródák referenciaeleméhez, kálium-klorid (KCl), 3 M, 50 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	KCl 3M
Leírás:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Platform:	Oldat
Solution Type:	Újratöltés
Térfogat/ csomagméret:	50 mL