



Chlorine Dioxide Reagent Set, DPD Glycine Accuvac Ampules

Termékszám: 2771000

Veszélyes

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 2770900

For determination of Chlorine Dioxide by the DPD Glycine method, using Accuvac Ampules. USEPA accepted for reporting for drinking water analysis using Hach Method 10126. Range: 0.04 - 5.00 mg/L ClO_2 . Reagent set includes DPD Free Chlorine Accuvac Ampules and Glycine Reagent for 25 tests.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0.04 - 5.00 mg/L ClO_2
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	10126
Műszer:	All
Paraméter:	Chlorine Dioxide
Teszttek száma:	25