



Quality control standard hardness, low range, 500 mL

Termékszám:	2833449
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Ready to use - no dilutions required. Mixed standard includes: Total Hardness: 100 mg/L as CaCO₃. Calcium Hardness: 50 mg/L as CaCO₃.

Műszaki adatok

Koncentráció:	Total Hardness 100 mg/L CaCO ₃
Leírás:	Low Range Hardness, Mixed Parameter QC Standard
Platform:	Oldat